

[>Kf94 Willow Mask Kf94 Korea 4 Ply Black and White Color> untuk orang dewasa >](#)

semua topeng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan unggul:

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernafas tetap dingin, bahkan selama kasus panjang
- Earloop super lembut membuat pemakaian nyaman untuk waktu yang lama

[>Kf94 Willow Mask Kf94 Korea 4 Ply Black and White Color> untuk orang dewasa](#)

>

Kain material

layer 1: Pp non anyaman (pencetakan khusus)

Layer 2: Kertas Filtrasi Tinggi

Lapisan 3: kertas filtrasi tinggi

layer4: pp non anyaman

Gaya

4ply, dengan loop telinga bulat

Dimensi s ize

20*8 cm

fabric w delapan

30 GSM + 25GSM + 25GSM+25gsm, c ould be sebagai permintaan Anda

Color

Topeng Berwarna -warni

sertifikat

ce, iso13485, fda

MOQ:

20000pcs

Packing Design

bisa sebagai desain Anda

packing

50 pcs/box, 2000 PCs/ctn, atau sebagai kebutuhan Anda

Kemampuan

1 juta pcs per hari

Waktu pengiriman

7-30 hari

Aplikasi

rumah sakit, Laboratory, klinik, industri makanan, Lokakarya Bebas Debu

>

>

[gambar dari > >KF94 Willow Mask](#)

 orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



