### spesifikasi jas lab sekali pakai dengan kantong:

Nama	lab mantel sekali pakai dengan kantong, Cina jas lab tanaman untuk dijual, jas lab merah muda partai
Bahan	PP + PE45G
Gaya	dengan tiga kantong, tombol di bagian depan, rajutan manset dan kerah
Ukuran	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Warna	merah muda, atau merah, abu-abu, hitam,Putih, hijau, biru, kuning, dan lain-lain
Pengepakan	Non steril: 5pcs / bag, 10 tas / ctn atau; Steril: 1pcs / tas, 50pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
моо	5000 pcs
Mencicipi	Dapat disediakan gratis untuk kualitas Anda memeriksa dalam waktu 3 hari
cara Pembayaran	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, escrow,
waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;
pelabuhan FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Qingdao / Shenzhen

#### jas lab sekali pakai dengan kantong fitur:

- 1. Dapat disesuaikan dengan berat yang berbeda bahan dan warna;
- 2. Dapat single / double / rajutan kerah, zipper / tombol / Velcro di bagian depan,
- 3. Bisa elastis / rajutan / terbuka manset; Dengan satu atau dua atau tiga kantong;
- 4. Lembut, ringan, tidak beracun, tahan lama, ekonomis, bernapas ramah lingkungan.
- 5. penolak Fluid, noda dan tahan lama;
- 6. Mencegah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.
- 7. Mencegah infeksi silang dalam perawatan medis di bidang sanitasi.
- 8. Dapat digunakan sebagai kunjungan mantel.

# Kebijakan sampel dari jas lab sekali pakai dengan kantong:

1. Sampel benar-benar berdasarkan kebutuhan Anda. waktu sampling: 2-5days.

- 2. waktu sampel Stock pengambilan sampel: dapat mengirim segera.
- 3. Membuat produksi massal setelah Anda mengkonfirmasi sampel.
- 4. Pengiriman: Sampel disampaikan oleh DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS; pengiriman barang massal melalui laut.

## Keuntungan kami:

jasa pengiriman profesional jika diperlukan seri penuh setelah sistem layanan purna jual. Menyambut setiap persyaratan OEM. FDA, CE, sertifikasi ISO13485.

## Gambar jas lab sekali pakai dengan kantong:



