

spesifikasi jas lab sekali pakai dengan kantong:

Nama	lab mantel sekali pakai dengan kantong, Cina jas lab tanaman untuk dijual, jas lab merah muda partai
Bahan	PP + PE45G
Gaya	dengan tiga kantong, tombol di bagian depan, rajutan manset dan kerah
Ukuran	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Warna	merah muda, atau merah, abu-abu, hitam,Putih, hijau, biru, kuning, dan lain-lain
Pengepakan	Non steril: 5pcs / bag, 10 tas / ctn atau; Steril: 1pcs / tas, 50pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
MOQ	5000 pcs
Mencicipi	Dapat disediakan gratis untuk kualitas Anda memeriksa dalam waktu 3 hari
cara Pembayaran	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, escrow,
waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;
pelabuhan FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Qingdao / Shenzhen

jas lab sekali pakai dengan kantong fitur:

1. Dapat disesuaikan dengan berat yang berbeda bahan dan warna;
2. Dapat single / double / rajutan kerah, zipper / tombol / Velcro di bagian depan,
3. Bisa elastis / rajutan / terbuka manset; Dengan satu atau dua atau tiga kantong;
4. Lembut, ringan, tidak beracun, tahan lama, ekonomis, bernapas ramah lingkungan.
5. penolak Fluid, noda dan tahan lama;
6. Mencegah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.
7. Mencegah infeksi silang dalam perawatan medis di bidang sanitasi.
8. Dapat digunakan sebagai kunjungan mantel.

Kebijakan sampel dari jas lab sekali pakai dengan kantong:

1. Sampel benar-benar berdasarkan kebutuhan Anda. waktu sampling: 2-5days.

2. waktu sampel Stock pengambilan sampel: dapat mengirim segera.
3. Membuat produksi massal setelah Anda mengkonfirmasi sampel.
4. Pengiriman: Sampel disampaikan oleh DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS; pengiriman barang massal melalui laut.

Keuntungan kami:

jasa pengiriman profesional jika diperlukan seri penuh setelah sistem layanan purna jual. Menyambut setiap persyaratan OEM. FDA, CE, sertifikasi ISO13485.

Gambar jas lab sekali pakai dengan kantong:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

