

## **pengenalan lab mantel grosir untuk anak-anak:**

Lab mantel grosir untuk anak-anak dibuat oleh PP bahan non woven, banyak digunakan di sekolah, rumah sakit

dan laboratory, memberikan perlindungan yang baik terhadap debu, particles dll Ini ekonomis untuk single

menggunakan.

## **spesifikasi lab mantel grosir untuk anak-anak:**

Produk:	lab mantel grosir untuk anak-anak
Bahan:	PP non-woven
gramatur:	40gsm, atau gram sebagai permintaan Anda
Gaya:	long atau pendek lengan; elastic atau merajut manset; kelapak / berdiri / bulat / rajutan kerah opsional dengan / tanpa saku; dengan sekejab tombol atau Velcro penutupan
Aplikasi:	untuk medis, farmasi, laboraturium, lbadah sektor
Warna:	Biru, putih, Dark Blue, dll, opsional
MOQ	5000pcs
Pengemasan:	1 atau 5pcs / bag; 50 atau 100pcs/ Ctn;
Penyimpanan:	Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang
Syarat pembayaran:	T / T, L / C, D / P, Paypal, dll
Layanan lain: sertifikasi:	OEM dan Disesuaikan Logo / merek CE, ISO13485

## **Keuntungan kami:**

1,5, 000 meter persegi benar-benar dustless lokakarya bersih untuk pembuatan pakaian

2. Kami berpegang standar pemeriksaan kualitas yang ketat pada produksi memastikan kualitas tinggi.
3. desain yang berbeda dari produk tersedia berdasarkan permintaan Anda.
4. Sampel dan kustomisasi yang tersedia

**gambar anak-anak pakai lab coats:**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

