

ringan nyaman [penutup tempat tidur sekali pakai untuk rumah sakit/SPA](#)

Kita [produsen bed cover sekali pakai di Cina](#) Terbuat dari bahan pelindung isolasi berkinerja tinggi. Banyak digunakan di rumah sakit untuk tempat tidur darurat dan tempat tidur bedah. [penutup tempat tidur sekali pakai](#) digunakan di hotel dan tempat tidur pijat. Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan kandungan percikan darah serta mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.

Bahan	PP,PP/PE,SMS,SMMS
Gaya	Ujung rata, elastis, ujung persegi, gulung
Ukuran	80x19020cm,90x20020cm,160x19020cm,160x20020cm,180x20020cm.....
Warna	putih, hijau, biru, kuning, merah muda dll.
Sedang mengemas	10pcs/kotak, 10 tas/ctn atau 5 pcs/tas, 50 pcs/tas
Desain Pengepakan	bisa sebagai desain Anda
MOQ	5000 buah
Sampel	dapat diberikan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam 3 hari
Waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000pcs/hari, 1*40HQ dapat diselesaikan dalam 10-15 hari
Pelabuhan FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou

Gambar





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

