

Tempat tidur sekali pakai Lembar terbuat dari bahan pelindung isolasi berkinerja tinggi. Secara luas Digunakan di rumah sakit untuk tempat tidur darurat dan tempat tidur bedah. Juga digunakan di hotel dan tempat tidur pijat. Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan kandungan percikan darah dan Isolat debu, partikel, alkohol, darah, bakteri, dan virus invading.

Spesifikasi lembar seprai sekali pakai

Bahan kain	PP, PP / PE, SMS, SMMS
Gaya	Flat, ujung elastis, ujung persegi, gulungan
ukuran	80x190 + 20 cm, 90x200 + 20 cm, 160x190 + 20 cm, 160x200 + 20 cm, 180x200 + 20 cm
Warna	putih, hijau, biru, kuning, merah muda dll.
Pengepakan	10 pcs / box, 10 bags / ctn atau 5 pcs / tas, 50 pcs / bag
Pengepakan rancangan	bisa sebagai milikmu rancangan
MOQ:	5000 pcs.
Sampel	dapat disediakan gratis untuk kualitas Anda Memeriksa dalam 3 hari
Waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat selesai dalam 10-15 hari
FOB Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Foto-foto



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

100PCS MASSAGE BED COVER

180X80CM









