

>4ply KF94 Wajah Masker Hitam dan Putih> untuk orang dewasa >

semua topeng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan unggul:

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernafas tetap dingin, bahkan selama kasus panjang
- Earloop super lembut membuat pemakaian nyaman untuk waktu yang lama

>4ply KF94 Wajah Masker Hitam dan Putih> untuk orang dewasa

>

Kain material

layer 1: Pp non anyaman (pencetakan khusus)

Layer 2: Kertas Filtrasi Tinggi

Lapisan 3: kertas filtrasi tinggi

layer4: pp non anyaman

Gaya

4ply, dengan loop telinga bulat

Dimensi s ize

20*8 cm

fabric w delapan

30 GSM + 25GSM + 25GSM+25gsm, could be sebagai permintaan Anda

Color

Topeng Berwarna -warni

sertifikat

ce, iso13485, fda

MOQ:

20000pcs

Packing Design

bisa sebagai desain Anda

packing

50 pcs/box, 2000 PCS/ctn, atau sebagai kebutuhan Anda

Kemampuan

1 juta pcs per hari

Waktu pengiriman

7-30 hari

Aplikasi

rumah sakit, Laboratory, klinik, industri makanan, Lokakarya Bebas Debu

>

>

[gambar dari > >4ply KF94 Face Mask](#)





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



