

Product details

Fitur dokter gaun bedah

operasi dokter gaun untuk ruang operasi, jas lab sekali pakai yang terbuat dari bahan polypropylene hidrofobik, Lateks bebas; abrasi-tahan; lint rendah; dengan tingkat tinggi repellency cairan.

gram Bahan: 25-65gsm.

Kontrol kualitas

1. Kami tidak akan memulai untuk membuat produk sampai Anda mengkonfirmasi sampel.
2. kemasan akan air-bukti, basah-bukti dan disegel.

Kebijakan sampel

1. Sample sesuai dengan gambar desain Anda. waktu sampling: 3-5days.
2. Desain sampel Anda sendiri, kemudian membuat kembali.
3. Sampel yang ada saat Sampling: 1 hari
4. Membuat produksi massal setelah Anda mengkonfirmasi sampel.

Spesifikasi

Bahan	PP + PE
Berat	35gsm, dll
Warna	hijau, dll
Ukuran	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Gaya	Ikut on / hook dan loop pada leher, elastis / rajutan manset, standar atau diperkuat
Pengepakan	Non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Ukuran karton	58X28X48 cm

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apa jumlah karyawan di perusahaan Anda?

A: Pabrik kami adalah sekitar 380-400 pekerja terampil, 10 QC profesional untuk memeriksa kualitas pada setiap proses dan 10 penjualan int'l profesional dengan 3-8 tahun pengalaman di departemen perdagangan int'l.

Q: 4. Apa persentase distribusi produk untuk lokal, dan ekspor?

A: Saat ini, 90% untuk ekspor, 10% untuk lokal.

