

pengenalan medis murah dokter topi:

Nama merk: ORIENT JUJUR

sertifikasi: CE / ISO13485 / FDA

Tempat asal: Cina, Provinsi Hubei, kota Xiantao

Bahan : kain nonwoven

Warna: berwarna merah muda, (Semua warna dapat tersedia)

Gaya: Single topi klip elastis

Berat: 10g

Ukuran: 19 "

Packing rincian: 100 pcs / tas, 20 pcs / ctn

Fitur dari medis murah dokter topi:

Non-kain tenun itu sendiri memiliki karakteristik yang ramah lingkungan, baik anti virus, cahaya berat badan, tahan debu, biaya murah, tidak ada salahnya untuk lingkungan alam, dll .. jadi artikel medis Dokter topi murah permeabilitas yang kuat, cocok untuk waktu yang lama untuk memakai. Juga baik untuk bepergian dan efek yang jelas, dapat memblokir floater, debu dan mikroorganisme, dll normal untuk penggunaan sekali pakai, persyaratan yang lebih tinggi untuk kesehatan lingkungan, mencegah rambut, ketombe, dll

Aplikasi dari medis murah dokter topi:

warna pink medis murah dokter topi, scrub bedah topi pemasok, keperawatan pakai topi bedah cocok untuk medis, makanan kesehatan, elektronik, dustfree bersih, tekstil dan industri lainnya.

Detail produk gambar:







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

