

Product details

Aplikasi habis medis sekali pakai SMS gaun

1. gaun bedah dapat digunakan di rumah sakit, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur, di mana saja membutuhkan perlindungan;
2. gaun bedah dapat digunakan sebagai kunjungan protection.Prevent untuk menyeberang infeksi pada perawatan medis di bidang sanitasi. Ekonomis dan sekali pakai. Sesuai dengan standar higienis;

Spesifikasi habis medis sekali pakai SMS gaun

| | |
|----------------|---|
| Nasaya | habis pakai medis pemasok SMS gaun, medis sekali pakai pelindung Gowns, disposale medis dokter gaun |
| gram bahan | SMS 45 gsm (nyaman, tanpa serat kaca, lateks gratis.) |
| Gaya | Dasi atau hook dan loop pada kerah, dasi pada pinggang, manset rajutan |
| Ukuran | 115 * 137cm, 120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 170x170cm atau sebagai kebutuhan Anda |
| Warna | Biru tua |
| pengepakan | Steril: 1pcs / tas steril, 50pcs / ctn; Non steril: 5pcs / bag, 50pcs / ctn |
| desain kemasan | Semua tas dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda |
| sertifikasi | CE / ISO13485 / FDA |
| Mencicipi | dapat gratis yang disediakan untuk memeriksa Anda dalam waktu 2 hari |
| Aplikasi | Terutama digunakan di rumah sakit, tenaga medis klinis dan pasien. |

Fitur habis medis sekali pakai SMS gaun:

1. Sampel dan kustomisasi yang tersedia.
2. Profesional QC untuk mengontrol kualitas produk. Semua produk sesuai dengan standar kualitas internasional seperti CE, ISO13485, FDA.
3. Memiliki pengalaman yang cukup dan memperoleh reputasi tinggi dari pelanggan kami di World.such Amerika, Amerika Selatan, Eropa, Asia Tenggara, Timur Tengah.
4. Cepat pembayaran, pengiriman yang cepat dan harga yang kompetitif.
5. Stabil kualitas dan layanan purna jual.
6. OEM layanan yang tersedia.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apa jumlah karyawan di perusahaan Anda?

A: Pabrik kami adalah sekitar 380-400 pekerja terampil, 10 QC profesional untuk memeriksa kualitas pada setiap proses dan 10 penjualan int'l profesional dengan 3-8 tahun pengalaman di departemen perdagangan int'l.

Q: 4. Apa persentase distribusi produk untuk lokal, dan ekspor?

A: Saat ini, 90% untuk ekspor, 10% untuk lokal.

The happy time with customers

