

## Product details

### Aplikasi gaun bedah sekali pakai untuk rumah sakit:

1. gaun bedah dapat digunakan di rumah sakit, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur, di mana saja membutuhkan perlindungan;

gaun 2.Surgical dapat digunakan sebagai kunjungan protection.Prevent untuk menyeberang infeksi pada perawatan medis

di bidang sanitasi. Ekonomis dan sekali pakai. Sesuai dengan standar higienis;

### Spesifikasi gaun bedah sekali pakai untuk rumah sakit:

Nama	non-woven gaun bedah lokakarya, gaun bedah sekali pakai untuk rumah sakit, Cina PP pakai gaun ahli bedah
Bahan	Polypropylene, PP nonwoven Fabric
Gaya	Tidak steril, standar dan gaya diperkuat, standar dan ultrasonik, dengan dan tanpa handuk. Ikat pada kerah, dasi pada pinggang, manset merajut
Ukuran	S (110 * 130cm), M (115 * 137cm), L (120 * 140 cm), XL (125 * 150 cm), 2XL (130 * 150 cm) atau ukuran disesuaikan lainnya
gramatur	40g
Warna	putih.
Pengemasan	non steril, 10 pcs / tas, 50pcs / ctn atau 100pcs / ctn,
kontainer memuat	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Pengiriman	Satu kontainer 40HQ dapat selesai dalam 15-25days
Toko	Simpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?**

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

**Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?**

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

**Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?**

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

**Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?**

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.

## The happy time with customers

