

spesifikasi:

Barang	nonwoven mantel pengunjung pakai, putih pakai lab nonwoven mantel, PP nonwoven jas lab dengan tombol
Bahan	PP kain non woven
Ukuran	M: 115 * 135cm, L: 120 * 140cm, XL: 130 * 150cm
Berat	17-65 gsm
Warna	Putih, biru, kuning, hijau, merah muda dan sebagainya
Gaya	Rajutan manset, rajutan kerah, kancing depan
fitur	Tahan air, tahan debu, anti-statis dan sebagainya
Aplikasi	Rumah sakit, membersihkan kamar, pabrik dan sebagainya
Paket	5 pcs / tas pe, 50 tas / ctn atau sebagai kebutuhan Anda
Sertifikat	CE / ISO13485 / FDA

Deskripsi:

- 1.Light dan bernapas bagi tubuh.
- tangan perasaan 2. lembut dan nyaman.
- 3.No stimulus untuk kulit.
- 4.Providing hambatan diandalkan untuk uap air atau darah dan cairan lainnya.
- 5.It dapat mencegah polusi dan permukaan pakaian ini tanpa noda.
- 6.Materials atau spesifikasi lain sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Aplikasi:

PP non woven jas lab sekali pakai dapat digunakan di rumah sakit, laboratorium, kegiatan antivirus luar ruangan, elektronik manufaktur, dimana saja membutuhkan perlindungan. Mencegah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang. Juga dapat digunakan sebagai kunjungan protection.Prevent untuk menyeberang infeksi pada perawatan medis di bidang sanitasi. Ekonomis dan sekali pakai. Menurut dengan standar higienis.

Gambar:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

