

## Product details

### Pengenalan plastik CPE biru gaun isolasi:

CPE isolasi pakai gaun terbuat dari bahan CPE hidrofobik dan dapat digunakan dalam rumah sakit, laboratorium, industri makanan, atau di mana perlu protection. Weight dapat dibuat dari 30-65g.

Dan bahan CPE dengan fitur Lateks bebas; abrasi-tahan; benar-benar tahan cairan dan alkohol penolak.

### Spesifikasi plastik CPE biru gaun isolasi:

bahan	CPE
Berat	CPE 30-65 gsm; (Nyaman, tanpa serat kaca, lateks gratis.)
Gaya	Leher: semua dalam satu Pinggang: ikatan pada Manset: dengan ibu jari lingkaran Yang membuka kembali
Ukuran	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Warna	biru, atau kuning, merah muda, merah, abu-abu, hitam dll
pengepakan	non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	Semua dalam kotak dan karton pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	Standar kemasan karton 58X28X48 cm
Aplikasi	rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. digunakan di rumah sakit, laboratorium, industri makanan, dan dimana saja membutuhkan perlindungan

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, gratis sampel.
- 2, rangka Kecil diterima;
- 3, hal L / C, T / T, D / P tersedia;
4. FOB, CNF, CIF, hal EXW tersedia;
- 5, harga kompetitif dan stabil karena kami adalah pabrik.
- 6, produk Berkualitas. inspeksi bagian produk 3 diterima.
- 7, layanan OEM. Opsi lainnya pada bahan, pola, ukuran dan kemasan;
- 8, pengiriman tepat waktu. Lead time terbaik adalah 25-30 hari untuk wadah 40HQ.
- 9, layanan ekspor profesional. Dokumentasi, clearance, transportasi laut, semua dalam satu.
- 10, baik layanan purna jual. Kami mengambil keluhan hati-hati karena kami ingin menjadi pemasok jangka panjang Anda!