

Pengenalan warna topi merah non-woven clip:

Warna merah non-woven klip topi, elastis topi scrub bedah yang terbuat dari bahan polypropylene, dibuat oleh otomatis suhu tinggi ikatan termal teknologi, dapat dibagi menjadi tunggal elastic dan gaya elastis ganda.

Keuntungan produk:

1. Baik pelindung, ringan, lateks bebas.
2. Gunakan suhu tinggi ikatan termal teknologi, nyaman untuk memakai.
3. Setiap warna dapat tersedia.
4. Gunakan ramah lingkungan material, tidak ada salahnya untuk tubuh manusia dan lingkungan alam.

Penerapan elastis topi scrub bedah:

Banyak digunakan di pabrik makanan, restoran, dan lokakarya bebas debu.

spesifikasi:

Bahan	polypropylene, pp nonwoven
Berat	PP 10g
Gaya	Elastis (gratis lateks), gaya elastis tunggal
Ukuran	19 "
Warna	merah, pink, biru, putih, hijau, kuning, oranye, ungu, (semua warna dapat tersedia)
Pengepakan	100pcs / tas, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Ukuran karton	58x25x27cm
Aplikasi	Rumah Sakit tenaga medis klinis dan pasien. Bebas debu lokakarya , laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya
MOQ	100.000 PCS

Packing informasi:

- 100 pcs / tas, 20 tas / ctn, ukuran karton: 58x25x27cm
1 * 20 kontainer bisa memuat 715ctns, jumlah 1430,000pcs.
1 * 40 kontainer bisa memuat 1737ctns, jumlah 3474,000pcs.

Gambar cap non-woven bedah:



