

Product details

Detil desain kerah berdiri pp pakai baju antistatik

- 1) Berdiri kerah, dengan hood; Dengan elastis di pinggang, tanpa booting
- 2) Ritsleting di depan, tanpa penutup resleting.

Kinerja kerah berdiri pp pakai baju antistatik

- 1) Ringan, tahan lama dengan lembut kenyamanan yang superior.
- 2) kekuatan struktural tinggi dengan tarik yang sangat baik, sobek dan ketahanan abrasi
- 3) Perlindungan Partikel: memegang 99% dari serat dan partikel berbahaya yang lebih besar maka 1 mikron
- 4) mencegah stres panas dan menyediakan kondisi kerja yang nyaman bernapas dan nyaman
- 5) Silicone gratis dan ultra linting rendah. Ideal untuk digunakan dalam aplikasi lukisan kritis dan mengurangi risikokontaminasi
- 6) penghalang Posisi terhadap berbagai bahan kimia dan aerosol.

spesifikasi dari berdiri kerah pp pakai baju antistatik

Bahan	PP non woven 28g
berat kain	Bisa sebagai permintaan Anda
Gaya	berdiri kerah, dengan elastis di pinggang, tanpa booting dapat tersedia.
Ukuran	S-6XL
Warna	putih, hijau, biru, kuning, merah muda, merah, abu-abu, hitam dll
Pengepakan	5pcs / box, 10 tas / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua tas dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	bebas debu lokakarya, rumah sakit, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

XLXL
CE






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.