

Fitur operasi gaun pakai untuk partai:

1. Bernapas, softable dan kuat adsorpsi ability.
2. Gaya: dengan ikatan atau hook dan loop di leher, dan ikatan di pinggang, manset elastis atau merajut.
3. Standard ukuran, gramatur, warna dan gaya yang tersedia.
4. Karakteristik: ramah lingkungan, kekuatan tarik yang baik, terasa lembut, tidak beracun, berpermeable. Three pertahanan: anti statis, anti darah, anti alkohol.

Penerapan operasi gaun pakai untuk partai:

1. Dapat digunakan di rumah sakit, laboratorium, industri makanan, di mana saja yang membutuhkan perlindungan, Mencegah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.
2. Dapat digunakan sebagai kunjungan mantel infeksi silang .Prevent te dalam perawatan medis di bidang sanitasi.


Spesifikasi operasi gaun pakai untuk partai:

Bahan	SMS50g
Gaya	Tie / hook dan loop pada kerah, dasi pada pinggang, elastis / rajutan manset
Ukuran	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Warna	biru, dll
Ukuran karton	58X28X48 cm
Pengepakan	Non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
gram	SMS 35-65 gsm (nyaman, tanpa serat kaca, lateks gratis.)
Aplikasi	Rumah Sakit tenaga medis klinis dan pasien. bebas debu lokakarya, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya

Gambar operasi gaun pakai untuk partai:



orient Honest
Klasifikasi: 100% Steril / 100% Nonwoven





Keunggulan kami:

- 1.260 pekerja, 25000 debu □ lokakarya gratis,
- 2.12 tahun pengalaman, ISO, CE & amp; FDA sertifikat,
- 3.One jam jangkauan Wuhan pelabuhan, dekat pelabuhan Shanghai,
- 4.Free sampel dan respon cepat,

Selamat Datang di email saya atau hubungi saya langsung, mari kita bicara tentang lebih.

Kontak informasi:

layanan VIP

Remey Chi

mobil: 0.086-15623307739

tel: 0086-27 8782 9195

E-mail: sales04@orienthonest.com

Skype: orienthonest04