

pengenalan topi bedah:

topi bedah yang terbuat dari SBPP bahan nonwoven, Dalam standar CE dan ISO13485.

topi mob medis juga disebut klip pakai atau topi strip, terbuat dari material PP nonwoven

dan band elastis lipit bulat, desain ini memiliki banyak ruang untuk rambut panjang. Hal ini dapat mencegah rambut

jatuh kemudian untuk menghindari masalah yang mungkin.

keuntungan topi bedah:

1. berbagai ukuran dan warna yang tersedia.
2. Bernapas, non-penyerap, daya tahan
3. Dengan tunggal atau ganda elastis tersedia, lipit atau klip bentuk dengan berbagai warna yang tersedia.
4. efisiensi penyaringan bakteri (BFE) telah mencapai 99,1%. Angka ini jauh lebih tinggi dari standar normal 97%.
5. sampel gratis dan kustomisasi yang tersedia
6. cap klip berbentuk sebelum dilipat.

spesifikasi topi bedah:

Bahan	PP non woven
Berat	10-30g
Gaya	elastis, atau double gaya elastis tunggal
Ukuran	18 ", atau 19 ", 21 ", 24"28 "
Warna	hijau, atau putih, biru, merah muda, kuning, pink, oranye, ungu, merah (semua warna dapat tersedia)
pengemasan	100pcs / tas, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	58x25x27cm

Aplikasi rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien.
bebas debu lokakarya , laboratorium, industri makanan, elektronik
manufaktur dan sebagainya

MOQ 100.000 PCS

Rincian gambar topi bedah:



