

Pengenalan pakai PP25g rumah sakit cap dokter dengan ikatan di

Dokter cap dengan ikatan ons terbuat dari kain nonwoven, tangan yang dibuat, dengan dua ikatan pada ikatan belakang topi, kuat dan menyesuaikan membuat topi sangat nyaman dipakai it. Mainly digunakan untuk rumah sakit dokter mengoperasikan ruang dll

Spesifikasi pakai PP25g rumah sakit cap dokter dengan ikatan di

Bahan	SBPP / SPP / nonwoven
Berat	PP10-30g,
Gaya	dengan ikatan di bagian belakang tutup
Ukuran	ukuran standar
Warna	biru, atau sesuai permintaanmu
Pengepakan	100pcs / tas, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Ukuran karton	58x25x27cm
Aplikasi	Rumah Sakit tenaga medis klinis dan pasien.lokakarya bebas debu, Laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya
MOQ	100.000 PCS

Gambar pakai PP25g rumah sakit cap dokter dengan ikatan di



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

