

Product details

PP / PE tahan air gaun bedah medis

PP / PE isolasi pakai gaun terbuat dari bahan PP + PE dan dirancang untuk optimal

perlindungan selama prosedur pembedahan durasi moderat yang melibatkan jumlah moderat tubuh cairan dan risiko sedang infeksi.

Spesifikasi tahan air gaun bedah medis

Bahan	PP + PE
Berat	35gsm, dll
Warna	biru muda, dll
Ukuran	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Gaya	Ikatan / hook dan loop pada leher, elastis / rajutan manset, standar atau diperkuat
Pengepakan	Non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Ukuran karton	58X28X48 cm

Keuntungan produk:

Bahan 1. Gunakan Eco-friendly keselamatan bahan untuk memakai, tidak ada stimulus untuk kulit, ringan dan bernapas untuk

tubuh..

2. tangan perasaan lembut dan nyaman. Lateks bebas; abrasi-tahan; benar-benar bisa tahan

cairan dan alkohol penolak.

3. Juga dapat mencegah polusi dan permukaan pakaian ini tanpa noda.

Indikasi tahan air gaun bedah medis

1. Sempurna untuk operasi dengan jumlah besar cairan. Untuk mencegah transfer menular dari

ATAU staf untuk luka atau sebaliknya melalui kontak langsung.

2. Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan konten percikan darah dan mengisolasi debu, partikel,

alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.

The happy time with customers

