

Product details

Detail dari Film PE pakai diperkuat gaun bedah:

conformes kain untuk EN13795 standar,
bedah gaun diproduksi dalam bebas debu membersihkan kamar, Yang menjamin kualitas yang baik.
Sterilisasi dapat memberikan oleh kami atau steril di daerah Anda.
ISO13485 dan CE sertifikat yang tersedia, hubungi kami untuk informasi lebih lanjut!

Satu kemasan item:

Deskripsi	Kuantitas	Spesifikasi
bedah gaun	1	M-XL
pengesat tangan	2	30 * 40cm
tas sterilisasi (kantong kertas-plastik)	1	26 * 36cm
Pembungkus	1	60 * 60cm

Ukuran grafik :

M	120 * 140cm
L	125 * 145cm
XL	130 * 150cm
XXL	135 * 155cm

Fitur:

bahan 1.SMMS: Lint-free, tahan air, kekuatan tarik yang baik, nyaman, "Tiga pertahanan"

(Tahan air, anti-alkohol dan hujan rintik-rintik anti-darah)

bedah gaun 2.Disposable terutama untuk dokter untuk operasi, juga tersedia untuk digunakan dalam isolasi

dokter ruangan dan pengunjung.

Foto dari Film PE pakai diperkuat gaun bedah:



Keunggulan kami:

- 1. 260 pekerja, 25000 debu □ lokakarya gratis,
- 2. 12 tahun pengalaman, ISO, CE & amp; FDA sertifikat,
- 3. One jam mencapai pelabuhan Wuhan,
- 4. Free sampel dan respon cepat,

Ini adalah bagaimana kita menjaga kualitas yang baik dan kerjasama yang handal bagi pelanggan dihargai global.

Selamat datang untuk menghubungi saya dan memanggil saya sebagai informasi di bawah:

layanan VIP

Remey Chi

mobil: 0.086-15623307739

tel: 0086-27 8782 9195

E-mail: sales04@orienthonest.com

Skype: orienthonest04