

Produk keuntungan:

1. Baik pelindung, ringan, lateks bebas.
2. Gunakan teknologi menjahit, mengenakan nyaman.
3. Warna yang tersedia: putih, biru, hijau, kuning, merah
4. Ukuran standar: 20 * 40cm, 20 * 44cm, 20 * 60cm
5. lampiran elastis di kedua berakhir untuk memberikan cocok aman di lengan

indikasi:

- Banyak digunakan di rumah sakit, pabrik makanan dan lokakarya bebas debu
- Cocok untuk pengolahan makanan, manufaktur, konstruksi dan aplikasi higienis & penggunaan sehari-hari

spesifikasi:

Bahan	PE plastik
Berat	35g
Gaya	dengan gaya manset elastis
Ukuran	20 * 40cm, 20 * 44cm, 20 * 60cm
Warna	putih, hijau, biru, kuning, merah
Aplikasi	banyak digunakan di rumah sakit, pabrik makanan dan lokakarya bebas debu
pengepakan	100pcs / tas, 10bags / ctn
desain kemasan	semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	40 * 20 * 32cm
MOQ	5000 PCS

gambar PE kuning lengan elastis meliputi:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

