

Rincian desain tahan air sekali pakai jas lab putih:

Kerah: rajutan kerah atau menolak kerah (single / double collar)

Depan: dengan bagian bawah plastik, Velcro atau ritsleting di depan, Dengan / tanpa saku

Belenggu: terbuka, manset elastis atau rajutan manset

Kembali situasi: Akhir belakang dapat terbuka dengan sekitar 20cm untuk membuat pengguna lebih nyaman

Penerapan tahan air jas lab putih pakai:

1. Cocok untuk isolasi dan penggunaan pelindung dalam rumah tangga, rumah sakit, taman, Lukisan, industri makanan dan situasi lain
2. Ringan, dingin dan bernapas; Tawarkan perlindungan cahaya cairan dari semprotan atau kabut, serta debu dan kotoran.
3. Dapat digunakan di rumah sakit, laboratorium, industri makanan, dimana saja membutuhkan perlindungan.
Dapat digunakan sebagai kunjungan mantel.
4. Sanitasi dan kualitas sesuai dengan CE, standar ISO13485.

Ukuran grafik:

Ukuran	S	M	L	XL	2XL	3XL
Tinggi (CM)	103	111	115	120	124	128
lingkar dada (CM)	116	126	132	34	144	154
panjang lengan (CM)	57	57	57	58	58	58

spesifikasi tahan air sekali pakai jas lab putih:

Bahan	Film mikro
gramatur	50g, Bisa sebagai permintaan Anda
Gaya	Dengan / tanpa kerah, Snaps atau Velcros di depan, manset elastis atau rajutan, dengan atau tanpa cuff
Ukuran	S-6XL
Warna	putih, hijau, biru, kuning, merah muda, merah, abu-abu, hitam dll

Pengepakan	5pcs / box, 50 tas / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua tas dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	dustfree lokakarya, rumah sakit, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya

Gambar tahan air jas lab putih pakai





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

