

pengenalan produsen gaun isolasi tahan air

1. lengan panjang
2. manset elastis.
3. Dasi di leher dan pinggang.
4. Dengan disterilkan dan non-steril.
5. PS: ukuran dan warna yang berbeda yang tersedia.

spesifikasi produsen gaun isolasi tahan air

Bahan	PP + PE, dll
gramatur	PP + 45g PE, atau gram sebagai permintaan Anda
Gaya	Ikatan / Velcro pada leher, elastis / dipotong manset, standar atau diperkuat
Ukuran	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Warna	hijau, dll
Pengepakan	Non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Ukuran karton	58X28X48 cm
Aplikasi	Rumah Sakit tenaga medis klinis dan pasien bebas debu lokakarya, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya

Aplikasi

Waterproof gaun isolasi dirancang untuk memberikan berbagai tingkat perlindungan tergantung pada bahan nonwoven. Terbuat dari kain lembut nonwoven nyaman menambahkan bahan film pe, aman dan lingkungan dapat dibuang ketika kotor tidak memerlukan pencucian. Membantu menghentikan penyebaran infeksi.

Desain untuk rumah sakit dan lingkungan laboratorium di mana pengunjung harus memiliki perlindungan moderat dari kontaminasi infeksi atau kimia.

Kebijakan sampel:

1. Sampel sesuai dengan gambar desain Anda. waktu sampling: 3-5days.
2. Desain sampel Anda sendiri, kemudian membuat kembali.

3. Sampel yang Ada waktu Sampling: 1 hari.
4. Membuat produksi massal setelah Anda mengkonfirmasi sampel.

Kontrol kualitas:

1. Kami tidak akan mulai untuk membuat produk sampai Anda mengkonfirmasi sampel.
2. kemasan akan menjadi bukti air, basah-bukti dan disegel.

Gambar produsen gaun isolasi tahan air:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

