

Product details

description dari jas laboratorium pakai untuk dijual

1. Bahan: pp38g
2. Warna: Putih,
3. Gaya: rajutan manset, merajut kerah, dengan kantong
4. Ukuran: XXL, atau S, M, L, XL, XXXL dll
5. Packing: 1-5PCS / polybag, 50PCS / karton dan seperti yang Anda butuhkan
- 6.1 * 20 "FCL: 50000PCS (toleransi ukuran sebagai berbeda dan bahan)
7. Mini kuantitas pesanan: 5000pcs
8. Sertifikat: CE, FDA, ISO13485

spesifikasi jas laboratorium pakai untuk dijual

Bahan	pp non woven
gramatur	PP38g, Bisa sebagai permintaan Anda
Gaya	Dengan rajutan kerah, manset dengan rajutan, dengan kantong
Ukuran	S-6XL
Warna	putih, dll
Pengepakan	5pcs / box, 50 tas / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua tas dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	dustfree lokakarya, rumah sakit, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA. REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.