

## Product details

### Pengenalan pp kuning gaun isolasi

Yellow pp isolasi gaun pemasok, gaun bedah pp dokter, murah sekali pakai medis gaun yang terbuat dari bahan polypropylene hidrofobik, termasuk PP, PP + PE, SMS, mikro; La-tex gratis; tahan abrasi; lint rendah; dengan tingkat tinggi repellency cairan.

### Spesifikasi pp kuning gaun isolasi

Bahan	PP non woven
gramatur	20g, atau 15-65gsm
Warna	Kuning, kita juga bisa membuat kulit putih, hijau, biru, merah muda, merah, abu-abu, hitam dll
Ukuran	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Gaya	Ikatan on / Velcro pada leher, elastis / rajutan manset, standar atau diperkuat
Pengepakan	Non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Ukuran karton	58X28X48 cm
Aplikasi	Rumah Sakit tenaga medis klinis dan pasien. bebas debu lokakarya, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, gratis sampel.
- 2, rangka Kecil diterima;
- 3, hal L / C, T / T, D / P tersedia;
4. FOB, CNF, CIF, hal EXW tersedia;
- 5, harga kompetitif dan stabil karena kami adalah pabrik.
- 6, produk Berkualitas. inspeksi bagian produk 3 diterima.
- 7, layanan OEM. Opsi lainnya pada bahan, pola, ukuran dan kemasan;
- 8, pengiriman tepat waktu. Lead time terbaik adalah 25-30 hari untuk wadah 40HQ.
- 9, layanan ekspor profesional. Dokumentasi, clearance, transportasi laut, semua dalam satu.
- 10, baik layanan purna jual. Kami mengambil keluhan hati-hati karena kami ingin menjadi pemasok jangka panjang Anda!