

Confezione della maschera viso con logo:

Specifiche	Imballaggio normale	Dimensione del cartone	1 * 40 contenitore HQ può contenere (PC)
17.5 * 9.5 cm, 3-Ply, 18 + 20 + 20G	50 pezzi / scatola, 40 scatole / ctn	52 * 19 * 42 cm	3.280.000 PCS.
17.5 * 9.5 cm, 3-PLY, 25 + 25 + 25G	50 pezzi / scatola, 40 scatole / ctn	51 * 37 * 30 cm	2.400.000 PCS.

Note: tutti possono essere speciali personalizzati in base ai tuoi requisiti effettivi


Specifiche della maschera viso con logo:

Origine	Xiantao, Hubei, Cina
Materiale	PP non tessuto + filtro + PP non tessuto (resistenza molto bassa al respiro, esente da odore straniero, senza alcun sentimento stimolante)
Peso	15 + 20 + 25G / 20 + 20 + 25G / 20 + 25 + 25G (comodo, senza fibre di vetro, senza lattice.)
Stile	Anello auricolare elastico / cravatta (senza lattice)
Dimensione	17.5x9.5cm (Adulto) /14.5x9.5cm (Bambini) / 12x7cm (Baby)
Colore	Bianco, Verde, Blu, Rosa, Giallo, Rosa, Arancione, Viola, Rosso (tutti i colori possono essere disponibili)
Design di imballaggio	Tutta la scatola interna e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
Dimensione del cartone	52x38x30cm / 52x19x42cm.
Applicazioni	Ospedale, laboratorio, industria alimentare, laboratorio privo di polvere, produttori elettronici e così via

Immagini di dettaglio della maschera viso con logo:







 orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

