

## 21 " PP non tessuto specifiche protezioni a sbuffo:

Articolo:	tappo non tessuto dei pp bouffant
materiali:	PP non tessuto con PU elastico
Spessore	10-45gsm non-tessuto
Colore	Bianco, blu, giallo, rosa, verde, ecc
Dimensione	21 ", etc.
imballaggio	100 pezzi / borse, 10 sacchi / CTN
Applicazione	per la casa, mediche, alimenti, elettronica, industrie chimiche, ecc
Consegna	entro 30 giorni dal ricevimento della caparra
Termini di pagamento:	T / T, L / C, Paypal, etc.
Conservazione	Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas
Validità:	2 anni
Altri servizi:	OEM e su misura per logo / marchio
Certificazione	CE, ISO13485

## Caratteristiche del prodotto:

1. tappi bouffant monouso non tessuto di alta qualità PP (10-45GSM) con PU elastico
2. Non irritante, varie testa è adatto, confortevole
3. ecologico, traspirante, la salute, confortevole, non irritante, economico
4. tappo monouso non tessuto bouffant e clip di cap / mob è fatta di basso peso grammi tessuto non tessuto con basso costo, adatto per l'uso di massa. È utilizzato principalmente per le fabbriche e cibi elettronici fabbriche nazionali ed esteri, ecc Alcuni paesi anche usarlo come cappuccio di protezione medica.

## immagini del particolare del prodotto:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



