

### **3 plys personalizzati mascherine chirurgiche, il 99% maschera di filtraggio dentista faccia, lattice maschera gratuito per la ristorazione**

#### **Le descrizioni delle mascherine chirurgiche personalizzato**

- 1) La pieghe a 3 strati fornire una buona protezione e resistenza fluido;
- 2) E 'al 100% lattice-libera e fibra di vetro libera, e tutti i materiali sono non irritante e inodore;
- 3) La piega nelle forme maschera migliore forma di cono per la massima protezione;
- 4) Disponibile nel colore popolare, abbiamo 11 colori ora;
- 5) PFE 0,1 micron & gt; 99% e BFE 3 micron & gt; 99%;
- 6) resistenza dei fluidi, mmHg: 80;
- 7) E 'la prima linea di difesa in ogni bio-emergenza o pandemia.

#### **Applicazione della maschera dentista faccia**

- 1) per l'ospedale clinica medica e pazienti, la polvere negozio lavoro libero, fabbrica di cibo.
- 2) Per evitare di diffusione dei fluidi corporei e contenuti schizzi di sangue.

#### **Imballaggio di maschera per la ristorazione**

specificazione	imballaggio normale	formato della scatola	1 * 40 il contenitore del HQ può contenere (Pz)
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 pezzi
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pz
Nota: tutti possono essere speciale personalizzato in base alle proprie esigenze reali			

#### **Immagine di mascherine chirurgiche personalizzato**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

