

Product details

Il materiale della mascherina medica carino

- 1) 3layers: non tessuto da filo continuo + melt soffiato carta da filtro + spunbond non tessuto
- 2) Il tessuto ha la massima resistenza fluida e protezione contro fluidi corporei
- 3) Filtrazione batterica Efficienza: 99,7%, Particella di filtrazione Efficienza: 98,5%,
Dimensione delle particelle: 0,1 micron

La performance dei bambini Maschera per il viso


- 1) di saldatura a ultrasuoni assicura forte maschera costruito, elimina fori e difetti
- 2) nasello regolabile per una migliore forma, molto comodo da indossare

I termini commerciali di stampa personalizzata mascherina chirurgica

MOQ	500.000 pezzi
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno
Tempo di consegna	Secondo la quantità
Dettagli d'imballaggio	50 pc / scatola 2000 pezzi / CTN, o come vostro requisito

Product display







The regular shipment way

