

4.Maschere monouso KF94 MASCHER MEDICH MEDICHE NON TESSUTO

Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non rivestiti sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- I livelli di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante lunghi casi
- Super morbido Eccoungae fa comodo indossare per molto tempo

4.Maschere monouso KF94 MASCHER MEDICH MEDICHE NON TESSUTO

| | |
|--------------------------|--|
| Tessuto Materiale | 4ply, con ciclo auricolare rotondo |
| Dimensioni S. ize | 30. GSM + 25GSM + 25GSM+ 25GSM., c potrebbe Essere Come vostra richiesta |
| colore | CE, ISO13485, FDA |
| MOQ: | può essere come il tuo design |
| Imballaggio | 1 milione PC al giorno |
| Tempo di consegna | Ospedale, Laboratorio, clinica, Industria alimentare, workshop senza polvere |

L'immagine di Maschere mediche KF94 Maschera maschere monouso maschere monouso





