

Applicazione della maschera di chirurgia

1. Per ospedali clinici medici e pazienti, polvere officina libero, fabbrica alimentare.
2. To evitare di diffusione dei fluidi corporei e contenuti schizzi di sangue.

Parametri di chirurgia maschera usa e getta

- 1) Materiale: non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
- 2) Colore: Bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux
- 3) ciclo orecchio: cravatta o elastico maschera viso monouso chirurgica
- 4) Formato: 17.5 * 9.5 cm per adulti; 14.5 * 9.5 per i bambini; 12.5 * 7,5 centimetri per il bambino
- 5) Barra Profumo: plastica o metallo, flessibile, raccordo fisso

Imballaggio di maschere mediche con il design

specificazione	imballaggio normale	formato della scatola	1 * 40 il contenitore del HQ può contenere (Pz)
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 pezzi
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pz
Nota: tutti possono essere speciale personalizzato in base alle proprie esigenze reali			

La nostra fabbrica

- 1) produttore con 12 anni di storia nella produzione chirurgica maschera usa e getta, e tutti i tipi di prodotti protettivi usa e getta;
- 2) Forte potere di produzione: 1 * 40 HQ contenitore può essere finito in 15 giorni;
- 3) le vendite promettenti squadra: servizio in 24 ore
- 4) Assicurazione di alta qualità: ISO9001, ISO13485, certificato CE, FDA registrato.

I termini commerciali di maschere per il viso mediche con il design

MOQ	100.000 pezzi
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine
Campione	Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni

Immagine di maschere mediche con il design





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

