

## Anti-batteri maschera facciale chirurgica, maschere mediche camera bianca, tessuto non tessuto fornitore maschera

### La caratteristica di maschera facciale chirurgica

- 1) tridimensionale di progettazione: specificato anti-SARS maschere, la sterilizzazione, anti-influenzale, la polvere
- 2) Con la clip del naso: flessibile, raccordo fisso
- 3) bordo fine: il bordo del pacchetto tecnologico termosaldatura completa
- 4) Tie on ear loop: confortevoli e dotate

### Specifiche di maschere medici

Materiale	non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
peso del tessuto	Potrebbe essere come vostra richiesta
ciclo Ear	Tie o ear loop mascherine mediche
Dimensione	17.5 * 9,5 centimetri, o come vostri requisiti
Colore	bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux / nero
Imballaggio	50 pc / scatola 2000 pezzi / CTN, o come vostro requisito
progettazione di imballaggio	tutto scatola interna e la stampa scatola esterna può essere come vostro disegno
applicazioni	ospedale, laboratorio, industria alimentare, officina senza polvere, elettronica produce e così via

### Termini di pagamento di maschera facciale chirurgica

MOQ	100.000 pezzi
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine
Campione	Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni

### Immagine di non tessuto maschera

