

## **Anti-bacteria tipo chirurgico maschera, la maschera di polipropilene non tessuto, cavo elastico produttore maschera ospedale**

### **Panoramica di maschera tipo chirurgico**

- 1) Orecchie Looped per una tenuta sicura
- 2) Un formato per misura tutto, dimensione approssimativa: 17,5 cm x 9,5 cm
- 3) Lettere naso, bocca e mento per la protezione completa
- 4) Colore: bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux / nero, abbiamo 10 colori totalmente
- 5) Nelson, ISO, certificati CE, BFE & gt; 99%, di tipo standard II / tipo IIR
- 6) lattice, respiro facile, eco friendly
- 7) utilizzo Multi: chirurgico, influenza, protettori della polvere, i dentisti, i saloni, manutenzione generale, ecc

### **Confezionamento di maschera non tessuto**

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x38x30cm;  
1 \* 20 container GP può contenere 1.000.000 pezzi di maschere;  
contenitore 1 \* 40 HC può contenere 2.450.000 pezzi di maschera.

Possiamo anche fare l'imballaggio come vostri requisiti.

### **I termini commerciali di maschera ospedale**

MOQ	100.000 pezzi
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine
Campione	Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni

### **Immagine di maschera ospedale**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

