

## **BFE99 maschere medicali monouso, coperture bocca monouso,**

### **usa e getta produttore mascherina chirurgica**

#### **La caratteristica di maschere medici monouso**

- 1) tridimensionale di progettazione: specificato anti-SARS maschere, la sterilizzazione, anti-influenzale, la polvere
- 2) Con la clip del naso: flessibile, raccordo fisso
- 3) bordo fine: il bordo del pacchetto tecnologico termosaldatura completa
- 4) Alta cavo elastico: materiale ipoallergenico

#### **Il 3 strati di coperture bocca monouso**

##### **Livello 1**

Lo strato esterno, bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux / colore nero,

strato di PP, idrorepellenza, per evitare che i fluidi di entrare nella maschera.

##### **layer 2**

strato intermedio, bianco scopo colore melt soffiato, carta di filtrazione, prevenendo efficacemente micro polveri e batteri.

##### **layer 3**

Il colore bianco, PP non tessuto, morbido e confortevole

#### **Dimensioni e confezionamento di mascherina chirurgica usa e getta**

- 1) Dimensioni: 17,5 \* 9,5 cm
- 2) anello di orecchio: 16 cm, allungamento tra il 220% -260%
- 3) Imballaggio: 50 pc in una scatola, 2000 pezzi per cartone
- 4) Formato della scatola: 18 \* 10 \* 7cm, formato della scatola: 52 \* 38 \* 30cm

#### **specifiche tecniche di mascherina chirurgica usa e getta**

Materiale	non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
peso del tessuto	Potrebbe essere come vostra richiesta
ciclo Ear	Tie o ear loop
Dimensione	17.5 * 9,5 centimetri, o come vostri requisiti
Colore	bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux / nero
Imballaggio	50 pc / scatola 2000 pezzi / CTN, o come vostro requisito
progettazione di imballaggio	tutto scatola interna e la stampa scatola esterna può essere come vostro disegno
applicazioni	ospedale, laboratorio, industria alimentare, officina senza polvere, elettronica produce e così via

### **Immagini di maschere medici monouso**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

