

chirurgia copertura Barba, servizio ristoro copertura della barba di alta qualità, reti barba polipropilene

Specifiche di chirurgia copertura della barba

Materiale	PP non tessuto
peso del tessuto	Potrebbe essere come vostra richiesta
ciclo Ear	ear loop elastico
Dimensione	19 pollici, 21 pollici, o come vostri requisiti
Colore	Bianco, blu, verde, ecc ...
Imballaggio	100 pc bag / PE, 1000 pc / scatola, o come vostro requisito
progettazione di imballaggio	Tutti scatola interna e la stampa scatola esterna può essere come vostro disegno
applicazioni	Ospedale, laboratorio, industria alimentare, officina senza polvere, elettronica produce e così via
MOQ	100.000 pezzi
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine
Campione	Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni

Imballaggio barba ristorazione copertura

specificazione	imballaggio normale	formato della scatola
19 pollici	100 pc / sacchetto del PE, 1000 pezzi / cartone	26 * 22 * 32 cm
21 pollici	100 pc / sacchetto del PE, 1000 pezzi / cartone	52 * 23 * 26 cm

Immagine di reti barba polipropilene



FAQ

Q1: .Come si fa a risolvere problemi di qualità se del caso?

A: La nostra fabbrica presterà la massima attenzione ai problemi di qualità. Indagheremo a fondo la causa principale dei problemi e trovare la soluzione migliore per evitare eventuali problemi futuri. Nel frattempo ci sarà corrispondente compensazione per i nostri clienti.

Q2: Qual è la sua data di scadenza dei prodotti?

R: Circa 3-5 anni.

Q3: Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.