

Specifiche chiave / Caratteristiche speciali:

Materiale: PP Nonwoven

Gram: 40gsm o personalizzato

Dimensione: dimensione generale o personalizzata

Colore: blu / rosa / nero, ecc

Applicazione: spa, massaggio, ospedale, salone, ecc

STOCCAGGIO: immagazzinato in secco, umidità inferiore a 80%, magazzino gas ventilato e non corrosivo

Campione: gratis.

Logo stampato: sì

Caratteristica:

1. Stretto controllo standard di qualità con CE, ISO.
2. Made di alta qualità del materiale PP.
3. Vendite dirette in vigore con prezzi competitivi.
4. Roba estrena, consegna veloce, capacità produttiva stabile.
5. Esperienza di produzione di 10 anni.
6. oem è disponibile, diverse dimensioni, spessore, colori, loghi stampati, ecc.
7. Squadre di vendita professionale per servirti con tutto il cuore.

Imballaggio e spedizione:

1. PACCHETTO NORMALE: 1 PZ / BAG, 5 PZ / MID BAG, 600PCS / cartone.
2. Moq: 10000 pz.
3. Port: Shanghai / Wuhan, Cina.
4. Disponibilità del campione: sì.
5. Tempo di consegna di 5 ° tempio: 3 giorni per l'ordine del campione, 25 giorni per l'ordine all'ingrosso.

Perché scegliere noi:

1. Abbiamo superato la certificazione CE, FDA, ISO13485.
2. Benvenuto a qualsiasi requisito OEM.
3. Attrezzature avanzate e materiale professionale con oltre 10 anni di esperienza di esportazione.
4. Prodotti qualificati, 100% nuovo materiale di marca, cassaforte e sanitaria.
5. Abbiamo un sistema di controllo della qualità QC rigoroso.
6. Avere abbastanza esperienza e ha guadagnato un'elevata reputazione dai nostri clienti tutte le parole. Come America, Sud America, Europa, Sud-Est asiatico, Medio Oriente, ecc.