

Coprietto in tessuto non tessuto a prova di liquido approvato CE ISO con estremità elastiche

Dettagli del prodotto:

1. Il nuovo materiale è costituito da doppi strati con funzione di assorbimento e impermeabilità (PP idrofilo rivestito con microporoso).
- 2., Lo strato interno (PP idrofilo) è ad alto assorbimento d'acqua, lo strato esterno (microporoso) è impermeabile al 100%.
3. È più morbido e traspirante del normale materiale rivestito in PP / PE.
4. Può sopportare il peso della persona superiore a 300+ libbre (abbiamo il rapporto di prova)
5. Dimensioni: tutte le taglie saranno disponibili per le lenzuola;

Indicazioni □

- 1, ampiamente usato in ospedale per letto di emergenza e letto chirurgico.
- 2, utilizzato anche in hotel e lettino da massaggio.

Per prevenire la diffusione di fluidi corporei e il contenuto di schizzi di sangue e isolare polvere, particelle, alcol, sangue, batteri e virus che invadono.

Specifiche:

Materiale	PP idrofilo rivestito con microporoso
Colore	Bianco blu
Stile	con estremità elastiche
Taglia	80 * 190 + 20 cm, 90 * 200 + 20 cm, 160 * 190 + 20 cm, 160 * 200 + 20 cm, 180 * 200 + 20 cm o dimensioni personalizzate
Imballaggio	10 pezzi / scatola, 10 sacchetti / ctn o 5 pezzi / borsa, 50 pezzi / sacchetto
Peso	25-65 gsm o personalizzato
Pacchetto	Borsa in PE rivestita, quindi confezione in cartone di carta o personalizzata
Caratteristica	Durevole, morbido, usa e getta
Utilizzo	Medicinale, ospedale, casa □ hotel

I nostri servizi:

1. Fornire prodotti di altissima qualità

Il team di controllo qualità professionale controlla rigorosamente ogni fase della produzione fino al caricamento.

2. Il tempo di consegna più veloce

Se urgente, 1 * 40HQ può essere terminato entro 5-7 giorni!

Normalmente, 1 * 40HQ può essere completato entro 10-15 giorni!

Stagione intensa, 1 * 40HQ può essere completato entro 25-30 giorni!

3. Il prezzo più ragionevole

Investire continuamente nel miglioramento dei nostri lavoratori, prodotti e processi qualificati per ridurre al minimo il costo di ogni passaggio!

4. Il servizio dolce e veloce

I nostri lavoratori risponderanno sempre con tanta pazienza alle tue domande entro 5-10 minuti.

5. Possiamo anche aiutare a reperire prodotti collegati.

Oltre a tutti i tipi di prodotti medici usa e getta, possiamo anche aiutarti a procurarti i prodotti connessi secondo le tue esigenze!

[http: // https: //youtu.be/_emC6IdSXtc](https://youtu.be/_emC6IdSXtc)