

Indicazioni di copertura del pattino CPE antiscivolo:

copertura del pattino CPE medici monouso per l'ospedale, 45x16cm, blu può essere utilizzato per l'ospedale, officina senza polvere, laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via. Potrebbe anche essere usato per ospedale il personale medico clinici e pazienti.

Vantaggi del prodotto:

- 1, Materiale disponibile: CPE
- 2, formato: 45x16cm, anche possiamo fare 38x15cm, 40x15cm, 40x17cm, 45 * 18cm
- 3, buona protezione, leggero, privo di lattice
- 4, Usare il cucito o la tecnologia automatica, uso comodo
- 5, colore disponibile: blu, bianco, verde, giallo, rosso

Controllo di qualità:

1. Non cominciare a fare i prodotti fino alla conferma del campione.
2. L'imballaggio sarà a prova di acqua, impermeabile e sigillato

Specifiche di copertura antiscivolo scarpa CPE:

Nome dell'elemento	copertura del pattino CPE
Digitare:	Machine-made o cucitura
Materiale	CPE1.5-6g
Colore	Blu, bianco, ecc
Dimensione:	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm.....
Imballaggio:	100pcs / bag, 2000pcs / CTN
applicazioni	Della famiglia, hotel, fabbrica di elettronica, fabbrica farmaceutica, ospedaliera e l'altro ambiente di lavoro di pulizia
produzione giornaliera	80.000 pezzi / giorno
Termini di pagamento	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,
Tempo di consegna	Capacity: 200,000pcs / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;
Certificato	CE / ISO13485
FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Dettagli Immagine di copertura del pattino CPE:



