

Tutto copriscarpe sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

La specifica di copriscarpe

Aumenta le dimensioni del copriscarpe di 15 * 40 per soddisfare la domanda di dimensioni del piede da esportazione

L'ispessimento dei copriscarpe con il nuovo materiale 3.0G soddisfa le esigenze dei clienti

Nome prodotto: usa e getta [Copriscarpe in plastica CPE](#)

Grammi di prodotti: 2,5 g, 3,0 g, 3,5 g, 4,0 g e altri ordini con specifiche multiple

Confezione del prodotto: 100 PCS / bag 4000 PCS / box Se si desidera calcolare le dimensioni della space box, contattare il servizio clienti

Stile prodotto: plastica CPE / plastica PE

Descrizione del prodotto

| | |
|---------------|--|
| Nome elemento | Copriscarpe monouso in PE |
| Dimensione | 15 x 36 cm, 15 x 38 cm, 15 x 40 cm, 17 x 45 cm, personalizzabile |
| Materiale | PE |
| Applicazione | Ospedale, casa, aula computer, camera bianca, laboratorio |
| Nota | Fatto a macchina automatico / Fatto a mano |
| Colore | Blu, rosso o come richiesta |
| Pacchetto | 100 pz / borsa, 4000 pezzi / ctn |
| Esempio | Gratuito |
| MOQ | 100000PCS |
| Nota | Tutto può essere personalizzato in base alle tue effettive |





Domande frequenti

1. Come posso ottenere alcuni campioni?

Carica campione bassa

2. Qual è il tempo di campionamento?

Di solito abbiamo bisogno 7 giorni per preparare i campioni. A volte realizziamo campioni secondo le esigenze dei clienti.

3. Posso stampare il nostro LOGO sulla confezione?

Certo, sono disponibili pacchetto personalizzato e stampa OEM.

4. Che ne dici del pagamento per la produzione di massa?

Normalmente prendiamo 5 0% di anticipo in anticipo e pagamento finale prima della consegna.

5. Come controlli la qualità dei tuoi prodotti?

Facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Perché sappiamo che la cosa più importante è soddisfare le esigenze del mercato. Quindi faremo del nostro meglio Dalla materia prima all'imballaggio finale, il nostro reparto di controllo qualità sarà responsabile del controllo della qualità in ogni processo.