

Cina migliore fabbrica per cartoni animati orecchio-ciclo stampato mascherina medica, PP maschera bambino non tessuto, bambini mascherine chirurgiche

La caratteristica di cartone stampato mascherina medica

- 1) È il prodotto monouso, basta usare una volta, non può essere utilizzato ancora una volta;
- 2) L'utilizzo in camera o in altro luogo dove l'aria non viene fatta circolare non è consigliato;
- 3) Si prega di smettere di indossare se con la respirazione anormale;
- 4) Conservare in luogo asciutto e freddo;
- 5) E 'specialmente per i bambini.

La specifica della maschera bambino

Materiale	non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
Stampa	Come il vostro disegno
ciclo Ear	ear loop elastico o cravatta su
bar nose	Plastica o metallo
Standard di qualità	TIPO IIR, N95, N99

Perché scegliere i nostri ragazzi mascherine chirurgiche?

- 1) produttore con 12 anni di storia, hanno grande vantaggio nel prezzo e nella tecnologia;
- 2) Forte potere di produzione: 1 * 40 HQ contenitore può essere finito in 15 giorni;
- 3) team di vendita promettenti: il servizio in 24 ore;
- 4) Assicurazione di alta qualità: ISO9001, ISO13485, certificato CE, FDA registrato.

Immagine di fumetto stampato mascherina medica



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





