

## **La Cina è la migliore fabbrica di coprioggetti monouso in microfibra bianca resistente ai liquidi**

### **La caratteristica di usa e getta copri-stivali**

- 1) Senza lattice, ginocchio-alto, adatto per isolamento medico, trasformazione dei prodotti alimentari, produzione, costruzione e applicazione igienica.
- 2) Traspirante e resistente ai liquidi materiale multistrato, alto grado di sensibilità e alta resistenza, fornendo alta protezione.
- 3) Copriscarpe Microporose sono una buona scelta per le situazioni Wet e Dry dove sono necessari barriera e repellenza.

Protegge da liquido non tossico spray, sporco e polvere.

- 4) Dimensioni della copertura dello stivale: 15 "x 16", o come le vostre esigenze.

Colore: bianca

### **Il tecnico dati di copri stivale monouso Microporous**

Materiale	microporosa
Colore	bianca
Stile	Fatto a mano o fatto a macchina
Dimensione	15 "x 16", o come il tuo requisiti.
Confezione	10pcs / roll, 100pcs / bag, 1000pcs / ctn, o come vostra richiesta
Applicazione	Camera pulita, liquido medico, farmaceutico, non tossico maneggio, uso industriale e generale.

### **Le foto delle copertine monouso bianche Microporous**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

