

Product details

il details lamiera barella attrezzata, copertura del cuscino non tessuto medicali monouso

1. Material: SPP non tessuto ,sms,microporosa,spunlace

2. Wotto: 20-100gsm

3. Color: bianco, verde, blu, giallo..eccetera

4. Sscheda trecther Size: 31 * 77 pollici, 30 * 72 pollici etc

dimensione Federa:32X42cm + 10 centimetri; 40x70cm + 10 centimetri; 60x60cm, o ecc

5.Seal: ultrasuoni o cucire cucitura

Imballaggio di ospedale lenzuolo set

Simballaggio 1 impostato/ sterile sacchetto di plastica di carta, 50 imposta/
terile Ctn

Rimballaggio 5 imposta/ Bag, 50 impostatos / Ctn
egular

Nota: tutti possono essere speciale personalizzato in base alle proprie esigenze reali

Product display



The regular shipment way



FAQ

D: 1. Are un produttore o di una società commerciale, e quando è stata la vostra azienda fondata?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Qual è il numero di dipendenti presso la vostra azienda?

A: La nostra fabbrica è di circa 380-400 lavoratori qualificati, 10 di qualità del professionista per il controllo di qualità durante ogni processo e

10 vendite Int'l professionisti con 3-8 anni di esperienza nel dipartimento del commercio Int'l.

D: 4. Qual è la percentuale di distribuzione dei prodotti per locali, e l'esportazione?

R: Allo stato attuale, il 90% per l'esportazione, il 10% per il locale.