

## Product details

### Specifica di non-tessuto lenzuola usa e getta

- 1) materiale: SMS, confortevole, biancheria da letto igienico ed al costo
- 2) grammi di peso: 20-100gsm
- 3) colore: colore viola
- 4) stile: elastico in due estremità, cucito in quattro angoli, per soddisfare una varietà di dimensioni del letto
- 5) formato: 200 cm 120 cm, 200 cm 90 cm, 180 cm 120 cm, 180 cm \* 90 cm, 90 \* 60cm  
(può essere fatto secondo la richiesta del cliente)

### Il processo di controllo di qualità di viola tessuto non tessuto lenzuola usa e getta

- 1) non inizieremo a fare i prodotti fino a confermare il campione.
- 2) l'imballaggio sarà impermeabile, impermeabile e sigillato.

### Imballaggio di lenzuola monouso tessuto non tessuto SMS

Imballaggio sterile	1 pz V sterile carta sacchetto di plastica, 50 pcsV Ctn
Imballaggio normale	5 pcVborsa, 50 pzV Ctn
Osservazioni: tutto può essere speciale accordo su misura per i requisiti effettivi	

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

