

## **Cina miglior produttore per maschera clip, maschere per il viso monouso per le allergie, maschera meidcal anti virus**

### **Specifiche di earloop maschera**

- 1) Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm, un formato misura più
- 2) Bar naso adattabile, nessuno stimolo alla pelle umana
- 3) Colori: bianco / rosa / verde / blu / giallo, abbiamo 11 colori totalmente
- 4) Alta efficienza del filtro, filtro antipolline, polvere e batteri, BFE% & gt; 99%5) La resistenza alla penetrazione di sangue sintetico-120 mmHg
- 6) A norma EN14683 e FDA standard di qualità

### **Il materiale del tessuto di maschere per le allergie**

- 1) E 'tessuto non tessuto, non tossico, nessuna irritazione, morbido e confortevole;
- 2) interiore è il PP non tessuto con effetto antibatterico;
- 3) In coppia è lo strato filtrante efficiente (di alta qualità del fuso tessuto soffiato);
- 4) esterno è la stampa Salute Grade Spun legame polipropilene.

### **Imballaggio di maschera anti virus**

specificazione	imballaggio normale	formato della scatola	1 * 40 il contenitore del HQ può contenere (Pz)
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 pezzi
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pz

Nota: tutti possono essere speciale personalizzato in base alle proprie esigenze reali

### **Immagine di earloop maschera**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

