

## **Cina miglior fornitore per l'ospedale maschera chirurgica la barba, maschere viso la barba usa e getta, la copertura della barba poli**

### **Indicazioni di maschera barba chirurgica**

E' ampiamente usato in ospedale, hotel, ristorante, processo di cibo, ristorazione e settori industriali.

### **Materiale del tessuto di maschere usa e getta barba**

100% polipropilene non tessuto, non irritante e morbida

Dimensioni: 19 ", 21"

### **Imballaggio della copertura della barba**

100 pc bag / PE, 1000 pezzi / cartone, dimensione Ctn: 26 \* 22 \* 32 centimetri

100 pc bag / PE, 2000 pezzi / cartone, dimensione Ctn: 52 \* 23 \* 26cm

### **Stoccaggio di maschera barba chirurgica**

1) Il prodotto conserva le sue proprietà quando è conservato in un luogo asciutto a temperature comprese tra 10 ° e 30 ° C.

2) Non esposto alla luce diretta del sole.

### **Discarded**

1) l'uso una volta terminata può essere riciclato o incenerito.

2) L'imballaggio deve essere depositato nel contenitore per il riciclo

### **Termini commerciali di maschere usa e getta barba**

MOQ	100.000 pezzi
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine

Campione

Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni

**Immagine di copertina della barba**

