

Product details

Parametri di maschere protettive dentali

- 1) Materiale: non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
- 2) Colore: White / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone /CApri blu / bordeaux/Nero
- 3) Ear loop: cravatta o ear loop elastico
- 4) Formato: 17.5 * 9.5 cm per adulti;
14.5 * 9.5 per i bambini;
12.5 * 7,5 centimetri per il bambino
- 5) bar Profumo: plastica o metallo, flessibile, raccordo fisso
- 6) BFE 95%, 99% BFE

Imballaggio di maschere surgical

specificazione	imballaggio normale	formato della scatola	1 * 40 il contenitore del HQ può contenere (Pz)
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 pezzi
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pz

Nota: tutti possono essere speciale personalizzato in base alle proprie esigenze reali

Stoccaggio di maschera ospedale

- 1) Il prodotto mantiene le sue proprietà quando è conservato in un luogo asciutto a temperature comprese tra 10 ° e 30 ° C.
- 2) Non esposto alla luce diretta del sole.

Product display

