

Product details

Dettagli di bambini rosa abiti da laboratorio monouso

- 1, luogo di origine: Cina (continente)
 - 2, Stile: Premere il pulsante, colletto e polsini in maglia, con tasche
 - 3, Materiale: Fatto di SMS
 4. Gram: SMS45
 - 5, Packaging: 5pcs / bag o 10pcs / bag, 30pcs / ctn o 50pcs / CTN. o 100pcs / CTN.
 - 6, Particolare di consegna: Un contenitore 40HQ possono essere finiti all'interno 20-30days.
 - 7, Certificato: CE, ISO13485, FDA
 8. Dimensione: taglie S-5XL sono disponibili, dimensioni regolari:
S: 98x118cm
M: 103x123cm
L: 107x128cm
XL: 110x134cm
XXL: 117x140cm
- Rendendo la produzione secondo i campioni & amp del cliente; specifiche tecniche

Specificazione dei bambini rosa abiti da laboratorio usa e getta:

Descrizione	Cina bambini ricopre monouso da laboratorio, bambini rosa abiti da laboratorio monouso, grossista non tessuto camici
Materiale	SMS (polipropilene Spunbond Tessuto non tessuto + Meltblown Tessuto non tessuto in polipropilene + Spunbond Tessuto non tessuto)
Dimensione	taglie S-5XL sono disponibili, dimensioni regolari. S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm. (Rendendo la produzione secondo i campioni & amp del cliente; le specifiche)
Peso	20 - 65gsm sono tutti disponibili (come vostra richiesta)
tasche	con le tasche
Polsino	bracciale a maglia
pulsanti	Premere i bottoni
colore	rosa, ecc
imballaggio	5pcs / bag o 10pcs / bag, 30pcs / ctn o 50pcs / ctn o 100pcs / CTN.
Applicazione	Per medici, ospedale, farmaceutico, laboratorio, stanza pulita, cibo / elettronica / laboratorio chimica e settori industriali.
Data di scadenza	Almeno 3 anni (al ricevimento)

Consegna	Un contenitore 40HQ può essere finito entro 15-20 giorni
Conservazione	Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas.
Modalità di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
OEM	1.Material o altre specifiche possono essere in base alle esigenze dei clienti. 2.Customized logo / marchio stampato. 3.Customized confezioni disponibili.

Politica del campione:

1. Esempio in base alle proprie esigenze. Tempo di campionamento: 2-5days.
2. Progettare il proprio campione, poi rifarlo.
3. I campioni esistenti Tempo di campionamento: 1gg.
4. Fare fabbricazione in serie dopo il vostro confermare il campione.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

D: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company founded?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

The happy time with customers

