Introduzione del dentista medico monouso rotolo di cotone:

- 1. elevata capacità di assorbimento
- 2. realizzato in cotone assorbente di elevata purezza al 100%, bianco puro
- 2. imballato in plastica per protezione
- 3. Dimensione1: 1 1 # 8mm X 38mm (0,315 "X1-1 / 2")
 - 2 2 # 10mm X 38mm (0,375 "X1-1 / 2")
 - 3 2 # 10mm X38mm (0,375 "X1-1 / 2")
 - 4 2 # 10mm X38mm (0,375 "X1-1 / 2")?
 - 5 3 # 12mm X 38mm (0,472 "X1-1 / 2")
 - 6 4 # 15mm X 38mm (0,551 "X1-1 / 2")

Vantaggi di rotolo di cotone

- 1. Soft, flessibile, senza fibre di rayon di cellulosa, senza linting e piacevole per il paziente
- 2.absorbingblood ed exudates o per la pulizia della ferita.
- 3. Hhabshabsorbency e saldamente attaccato
- 4. Non aderire alle mucose
- 5. Mantieni la forma migliore se bagnata

Applicazione di rotolo di cotone:

Per ospedale clinico

Imballaggio:

19 pz / rotolo, 36 rotolo / borsa o personalizzato

Specifica di rotolo di cotone dentale:

Materiale	Cotone assorbente 100% di elevata purezza
caratteristica	rotolo di cotone dentale
Colore	bianco puro
Taglia	1 #: 8 * 38mm, 2 #: 10 * 38mm, 3 #: 12 * 38mm, 4 #: 15 * 38mm

Consegna	entro 15 giorni dal ricevimento del deposito.
Modalità di pagamento	T / T, L / C, Western Union, impegno, Paypal, ecc.
II ONGONAZIONA	Immagazzinato in luogo asciutto, umidità inferiore all'80%, magazzino ventilato, gas non corrosivo
Nota	1. questo prodotto è non sterile 2. Validità: 2 anni 3.Disposable
Certificazione	CE0197, ISO9001, ISO13485
OEM	 Material o altre specifiche possono essere secondo i requisiti dei clienti. Logo personalizzato / marchio stampato. Imballaggio personalizzato disponibile.





