

Non usa e getta di Cina tessuto fornitori di respirazione chirurgica dell'orecchio loop mascherina medica

Imballaggio normale

1. non-sterile: 50pcs/box, 40boxes/ctn, 52x38x30cm.
1 * 20ft può carico: 500 casi (1.000.000 pezzi),
1 * 40HQ può casi di carico: 1150 (2.300.000 pezzi).
2. sterile: 1pcs/bag, 50bags/box, 1000pcs/ctn, cartone dimensioni: 52x19x30cm.

Indicazione

1. sterili prodotti sono usati per pazienti e personale medico clinico ospedaliero.
2. non-sterili prodotti possono essere utilizzati per l'officina senza polvere, ospedale, laboratorio,
3. per prevenire la diffusione dei liquidi corporei e sangue polvere spruzzata contenuta e isolata,

Specifiche

Nome del prodotto	Porcellana dfornitori di isposable non tessuto chirurgico respirazione orecchio loop mascherina medica
No di modello	OH-2001
Materiale	3ply, PP non tessuti, carta da filtro + PP non tessuti
Dimensioni	17.5x9.5cm(Adult)
Stile	Orecchio-loop(latex free) elastico
Strato	3ply
Colore	bianco
Imballaggio	50pcs/box, 40boxes/ctn, 2000pcs/ctn. 1 * 20ft può carico: 500 casi (1.000.000 pezzi), 1 * 40HQ può casi di carico: 1150 (2.300.000 pezzi).
Formato della scatola	52 * 38 * 30 cm
GW	GW: 7,5 kg/ctn, NW: 7 kg/ctn.
MOQ	5000PCS
Certificato	CE / ISO13485 / NELSON / FDA

Foto





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



