

## Product details

### Introduzione del produttore Cina tappi monouso PP

tappi usa e getta sono realizzati in PP materiale non tessuto, cucito e lo stile automatico, compresi i cappucci, tappi sbuffo di clip, tappi medico, ect.

### Vantaggi del produttore Cina tappi monouso PP

1. Buona protettiva, peso leggero, lattice.
2. Utilizzare la tecnologia di cucito, uso comodo.
3. Tutti i colori possono essere disponibili.
4. Utilizzare materiale di Eco friendly.

### Specifiche del produttore Cina tappi monouso PP

Materiale	non tessuto SBPP / SPP / PP,
grammatura	SBPP 10g
Stile	Elastic (lattice), singolo e doppio stile elastico
Dimensione	21 ", o 18 ", 19 ", 24"28 "
Colore	Rosa, blu, bianco, verde, giallo, arancione, viola, rosso (tutti i colori può essere disponibile)
Imballaggio	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
progettazione di imballaggio	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
formato della scatola	58x25x27cm
applicazioni	Ospedale il personale medico clinici e pazienti. privo di polvere laboratorio , laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via
MOQ	100.000 PCS

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, campione gratuito.
- 2, piccolo ordine accettabile;
- 3, i termini L / C, T / T, D / P disponibili;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibili;
- 5, prezzo competitivo e stabile perché siamo fabbrica.
- 6, prodotti qualificati. 3 ° controllo prodotti parte è accettabile.
- 7, il servizio OEM. Altre opzioni di materiale, modello, dimensioni e imballaggio;
- 8, la consegna tempestiva. Il miglior tempo di consegna è 25-30 giorno per un contenitore 40HQ.
- 9, servizio di esportazione professionale. La documentazione, di liquidazione, il trasporto via mare, tutto in uno.
- 10, buon servizio post vendita. Prendiamo lamentele di cura come vorremmo essere il vostro fornitore a lungo termine!